

คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน: ตูยาอุ๋นใจ

(MACHECK USER MANUAL)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบจัดการความปลอดภัยตูยาและการทานยา ตูยาอุ๋นใจ (MaCheck) คู่มือนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยที่เข้าใจง่ายเพื่อแนะนำวิธีการใช้งานทุกฟังก์ชันอย่างปลอดภัย ทั้งสำหรับผู้สูงอายุ (คนไข้) และลูกหลาน (ผู้ดูแล) ค่ะ

🔑 ส่วนที่ 1: การเข้าใช้งานระบบหลัก (Login & Access)

เพื่อปกป้องข้อมูลประวัติการรักษาของคนไข้แต่ละท่าน แอปพลิเคชันจะมีด่านป้องกันการเข้าถึงหน้าจอหลัก (Login Gate) ซึ่งแบ่งการเข้าใช้งานเป็น 2 ฝั่งคือ:

1. การลงทะเบียนผู้ป่วยรายใหม่ (Register Tab)

หากใช้งานแอปพลิเคชันเป็นครั้งแรก:

- แตะแท็บ ลงทะเบียนใหม่
- พิมพ์ชื่อเล่นคนไข้ (เช่น คุณตาเก่ง)
- พิมพ์เบอร์โทรศัพท์มือถือ 10 หลัก (เบอร์นี้จะทำหน้าที่เป็นชื่อผู้ใช้งานเพื่อล็อกอินในครั้งถัดไป)
- พิมพ์วันเดือนปีเกิด เป็นรหัสผ่านในรูปแบบตัวเลข 8 หลัก (ระบบจะช่วยให้ใส่เครื่องหมาย / คั่นวัน/เดือน/ปี ให้อัตโนมัติเมื่อพิมพ์เสร็จ เช่น พิมพ์ 30032501 จะได้ 30/03/2501)
- โรคประจำตัว: แตะเลือกโรคประจำตัวตามรายการที่มี (ความดันสูง, เบาหวาน, โรคหัวใจ, ไขมันสูง, โรคไต, โรคกระเพาะ, โรคตับ) หรือ พิมพ์โรคประจำตัวอื่น ๆ ในช่องพิมพ์ด้านล่าง
- ประวัติแพ้ยา (Allergy Selector): แตะเลือกตัวยาที่ท่านเคยแพ้ (เช่น แอสไพริน, ไอบูโพรเฟน) และแตะเลือกระดับความรุนแรง:
 - 【รุนแรง】: สำหรับยาที่ท่านมีอาการบวมพอง หายใจไม่ออก หรือช็อกฉุกเฉิน
 - 【ปานกลาง】: สำหรับยาที่มีผื่นคันเล็กน้อย หรือมีประวัติต้องเฝ้าระวัง
- พิมพ์ชื่อยาแพ้อื่น ๆ ในช่องข้อความหากไม่มีตัวยาในปุ่มหลัก
- แตะปุ่ม บันทึกและเริ่มใช้งาน ขนาดใหญ่ด้านล่างสุด

2. การเข้าสู่ระบบด่วนสำหรับผู้สูงอายุ (Quick Login Cards)

เพื่อความสะดวกสูงสุดและหลีกเลี่ยงการจำรหัสผ่าน:

- เมื่อเปิดแอปขึ้นมา ที่เก็บ  **เข้าสู่ระบบ** แอปจะดึง **การ์ดรูปโปรไฟล์พร้อมชื่อคุณตาคุณยาย** ที่เคยลงทะเบียนไว้บนเครื่องนี้ขึ้นมาแสดงทันที
- คุณตาคุณยายเพียงแค่ **แตะที่รูปการ์ดของตนเอง 1 ครั้ง** ระบบจะพาเข้าหน้าดูยาส่วนตัวและออกเสียงพูดต้อนรับทันทีโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลหรือพิมพ์ตัวอักษรใด ๆ เลยค่ะ
- หากเปิดเครื่องใหม่หรือใช้เครื่องอื่น สามารถเข้าสู่ระบบด้วยการพิมพ์เบอร์โทรศัพท์และวันเกิด (รหัสผ่าน) แล้วกดปุ่ม **[เข้าสู่ระบบ]**

ส่วนที่ 2: ฟังก์ชันสำหรับผู้สูงอายุ (Elderly Dashboard)

เมื่อเข้าสู่หน้าแดชบอร์ดหลัก (Dashboard) คุณตาคุณยายสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกผ่านปุ่มขนาดใหญ่ดังนี้:

1. ระบบจำลองสแกนฉลากยาอัจฉริยะ (AI Scanner)

- แตะปุ่ม **"สแกนเช็กยาดีกัน"** บนหน้าหลัก
- เล็งกล้องไปที่ฉลากยาหรือซองยาแล้วกดปุ่ม **"ถ่ายรูปสแกนยา"**
- ระบบจะสแกนตัวหนังสืออัตโนมัติและแสดงผลสรุปประเมินความปลอดภัยทันทีตามระบบสัญญาณไฟ:
 -  **สีแดง (อันตรายร้ายแรง ห้ามกินร่วมกัน):** ยานี้ติดกับยาเดิมในตู้ยาอย่างรุนแรง หรือขัดกับโรคประจำตัวขั้นวิกฤต ระบบจะส่งเสียงร้องเตือนและเล่นเสียงพูดห้ามทานทันที
 -  **สีเหลือง (ข้อควรระวัง/เว้นระยะ):** ยานี้อาจระคายเคืองกระเพาะอาหาร หรือต้องทานห่างจากตัวอื่น ระบบจะระบุคำแนะนำการปฏิบัติตนให้คุณตาคุณยายฟัง
 -  **สีเขียว (ปลอดภัย):** ทานร่วมกับยาอื่นได้ตามปกติ
- แก้ไขข้อผิดพลาด:** หากภาพถ่ายไม่ชัดทำให้ AI อ่านผิด สามารถแตะปุ่ม  **"ไม่ใช่ยาตัวนี้? กดเปลี่ยนชื่อยา"** เพื่อพิมพ์แก้ไขชื่อยาที่ถูกต้องให้ระบบคำนวณความปลอดภัยใหม่ได้ทันที

2. ระบบตู้ยาของฉันทัน (Medicine Cabinet)

- แตะที่ไอคอน **"ตู้ยา"** ที่มุมขวาบน หรือในเมนู เพื่อตรวจสอบรายการยาทั้งหมดที่กำลังทานอยู่
- ระบบบล็อกยาแพ้รุนแรง (Allergy Blocker):** หากท่านพยายามเพิ่มยาที่มีประวัติแพ้รุนแรงลงตู้ยา ระบบจะขึ้นกรอบสีแดงแจ้งเตือนและบล็อกไม่ยอมให้บันทึกยาดังนั้นเด็ดขาดเพื่อป้องกันอันตราย
- ปุ่มยืนยันประวัติแพ้ปานกลาง (Allergy Bypass):** หากพยายามเพิ่มยาที่มีประวัติแพ้ปานกลาง ระบบจะแสดงป๊อปอัพแจ้งเตือน แต่ยอมให้กดปุ่ม **"ตกลง/ยืนยัน"** เพิ่มเข้าตู้ยาได้หากเป็นกรณี แพทย์สั่งและยืนยันแล้ว

- การระงับยากลุ่มเสี่ยงสูง (High-Risk Drug Cessation):** เมื่อลดยาอันตราย (เช่น ยาลดความดัน) ระบบจะไม่ยอมลบทันที แต่จะมีฟอร์มขึ้นมาถามว่าใครสั่งให้หยุดยาและสาเหตุคืออะไร จะถูกระงับเป็นสัปดาห์ในตู้ยาแทนการหายไปเพื่อให้แพทย์สอดคล้องได้

3. ระบบตรวจของแสลงและอาหาร (Food Clashes)

- แตะปุ่ม **"เช็กรายการของแสลง/อาหาร"** เพื่อระบุของกินหรือสมุนไพร
- ระบบจะคำนวณและแจ้งเตือนทันทีหากอาหารนั้นไปขัดขวางการออกฤทธิ์ของยาในตู้ (เช่น น้ำผึ้งขัดกับเบาหวาน, ผักใบเขียวตีกับยาลดกรด)

4. การกิจจิบน้ำสะสม (Water Challenge & Spacing)

- เมื่อคุณตากายกายยาที่ระคายเคืองกระเพาะสูง (เช่น ยาแก้ปวดข้อ Ibuprofen) หน้าจอแดชบอร์ดจะขึ้น **การกิจจิบน้ำสะสม**
- คุณตากายควรจิบน้ำบ่อย ๆ และกดปุ่ม **"บันทึกจิบน้ำ 1 แก้ว"** เพื่อสะสมแต้มแก้วน้ำให้ครบ 4 แก้วในระหว่างรอบวันเพื่อรักษากระเพาะและไต

ส่วนที่ 3: พังค์ชันสำหรับลูกหลานทางไกล (Caregiver Portal)

ลูกหลานหรือผู้ดูแลสามารถสอดส่องและช่วยเหลือคุณตากายจากระยะไกลผ่านหน้าจอ **"ลูกหลานติดตาม" (Caregiver Screen)** ดังนี้:

1. การเชื่อมต่อคลาวด์ติดตาม (Cloud Sync Connection)

- เปิดหน้าจอ **"ลูกหลานติดตาม"** ในแอป
- พิมพ์เบอร์โทรศัพท์ 10 หลักของคุณตาในช่อง **"ป้อนเบอร์โทรคุณตาเพื่อเชื่อมต่อ"** แล้วกด **[เชื่อมต่อ]**
- เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ แอปจะทำการซิงค์ข้อมูลประวัติ โรคประจำตัว ยาที่แพ้ รายการยาในตู้ล่าสุด และบันทึกประวัติกิจกรรมทั้งหมดของคุณตาจากระบบคลาวด์ Supabase มาแสดงบนหน้าจอลูกหลานทันที!
- กด **[ตัดการเชื่อมต่อ]** เมื่อเสร็จสิ้นงาน

2. การส่งการและสะกิดเตือนคุณตาทางไกล (Cloud Nudges)

เมื่อเชื่อมต่อคลาวด์สำเร็จ แพลตฟอร์มจะส่งการและสะกิดเตือน "แผนการสะกิดระยะไกล" จะเปิดขึ้นมาให้ใช้งาน:

- [สะกิดกินยา]:** ส่งสัญญาณสั้น หน้าจอจะกระพริบสีแดง และเปิดเสียงพูดเตือนใจคุณตาว่าถึงเวลากินยาแล้ว

- **[สะกดจิบน้ำ]:** ส่งสัญญาณพูดเตือนคุณตาให้ช่วยเติมน้ำเพื่อสุขภาพไต
- **ส่งข้อความสั้นทางไกล:** พิมพ์ข้อความที่ต้องการส่ง (เช่น "วันหยุดนี้หลานจะไปหา อย่าลืมทานยานะครับ") แล้วกดส่ง ข้อความนี้จะไปขึ้นเป็นป๊อปอัพบนหน้าจอพร้อมเสียงพูดเตือนบนอุปกรณ์ของคุณตาทันที!

3. การจัดการตู้ยาแทนคุณตาทางไกล (Remote Cabinet Management)

- **การเพิ่มยา:** ป้อนชื่อยาในช่องข้อความด้านล่างสุดเพื่อส่งยาใหม่เข้าตู้ยาของคุณตาจากระยะไกลได้ทันที
- **การลบยา:**แตะไอคอนรูปถังขยะสีแดงที่ท้ายชื่อยาเพื่อลบยาระยะไกล ข้อมูลจะทำการอัปเดตไปที่เครื่องของคุณตาอัตโนมัติเมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อ